



Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

SCHEMA TECNICA SCHERMI DI PROTEZIONE VASCOLARE

V-SP-40



- Schermo mobile composto da pannello antix Pb mm 1 nella parte inferiore cm (70 x 115h)
- Composto da cristallo antix acrilico Pb mm 0.50 nella parte superiore.
- Il cristallo è estendibile in altezza da cm 115 a cm 190.
- Scorrevole su ruote piroettanti
- Idoneo per uso in radiologia vascolare – chirurgia.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---------|---|
| V-SP-40 | Schermo di protezione per radiologia vascolare-chirurgica |