

SCHEDA TECNICA ESSICCATORE AD ARMADIO **E-EA-03**



- Consente l'asciugatura simultanea di pellicole radiografiche ed industriali sviluppate manualmente, disposte in appositi telai fino a 15 unità;
- Struttura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
- Completo di termostato per la regolazione della temperatura;
- Temporizzatore per l'interruzione automatica di esercizio e di supporti interni in acciaio inox adatti a sorreggere 15 telai reggi pellicola;
- Ventilazione forzata dall'alto verso il basso.

CODICE	DIMENSIONI	VOLT	WATT	PESO
E-EA-03	CM 59 X 50 X 120H	220/50 Hz	1000	KG 30