


SCHEDA TECNICA

FOTOTIMBRO PER CAMERA OSCURA



- Adatto per imprimere i dati identificativi del paziente sulle radiografie;
- Struttura in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
- Spazio di identificazione mm 85 x 25;
- Completo di temporizzatore elettronico.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
L-FT-03	Fototimbro per camera oscura	CM 24 X 23 X 6H
L-FT-04	Cartoncini per fototimbro 1000 pz	