






SCHEDA TECNICA

VASCHE DI SVILUPPO MANUALE

A-VS-15 KIT DI SVILUPPO PER TELAI	A-VS-20 ALFA 4	A- VS-21 ALFA 4 TEMOREGOLATA	A-VS-22 TIPO A	A-VS-24 TIPO A TERMOREGOLATA
				
<p>Sviluppo manuale di pellicole Rx fino al FORMATO CM 35 X 43</p> <p>KIT COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2 bacinelle da lt 20 con rubinetto di scarico -1 bacinella da lt 30 con rubinetto di scarico. -1 vasca per contenimento bacinelle scarico liquidi -5 mt tubo in gomma flessibile. <p>DIMENSIONI : Cm 50x60x62</p> <p>PESO: 22 Kg</p>	<p>Sviluppo manuale di pellicole Rx fino al FORMATO CM 35 X 43</p> <p>COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2 scomparti fissi da 5 lt per sviluppo e fissaggio -1 scomparto fisso da 28 lt per il lavaggio intermedio e finale - Carico automatico e troppo pieno <p>DIMENSIONI : Cm 27 x 48 x 96</p> <p>PESO:12 Kg</p>	<p>Sviluppo manuale di pellicole Rx fino al FORMATO CM 35 X 43</p> <p>COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2 scomparti fissi da 5 lt per sviluppo e fissaggio -1 scomparto fisso da 28 lt per il lavaggio intermedio e finale - Carico automatico e troppo pieno <p>-W150-V220-Hz50</p> <p>DIMENSIONI : Cm 27 x 48 x 96</p> <p>PESO: 12.5 Kg</p>	<p>Sviluppo manuale di pellicole Rx fino al FORMATO CM 30 X 40</p> <p>COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2 scomparti fissi da 2.5 lt per sviluppo e fissaggio -1 scomparto fisso da 15 lt per lavaggio intermedio e finale <p>DIMENSIONI : Cm 22 x 38 x 53</p> <p>PESO: 11 Kg</p>	<p>Sviluppo manuale di pellicole Rx fino al FORMATO CM 30 X 40</p> <p>COMPOSTO DA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2 scomparti fissi da 2.5 lt per sviluppo e fissaggio -1 scomparto fisso da 15 lt per lavaggio intermedio e finale <p>-W150-V220-Hz50</p> <p>DIMENSIONI : Cm 22 x 38 x 53</p> <p>PESO: 11.5 Kg</p>

- Costituite in PVC antiacido, complete di coperchio estraibile per sviluppo, fissaggio;
- Rubinetteria antiacido.